

# Medische vacuümfilters

Voor naleving van veiligheidsnormen

## Breed assortiment

- | Virusfilters, bacteriefilters, geurfilters
- | Medela en conische aansluitingen
- | Disposable

## Hoogwaardig

- | Speciaal vervaardigde hoogwaardige medische membranen
- | In het laboratorium geteste hoge bacterieretentiewaarden
- | Lage luchtweerstand door groot oppervlaktegebied



**Medela heeft een vast assortiment disposable filters die naadloos compatibel zijn met alle Medela Healthcare apparaten. Zo kunt u een vacuümsysteem op maat samenstellen voor uiteenlopende hygiënische vereisten.**

- Het bacteriefilter biedt het eerste, fundamentele niveau van hygiënische bescherming. Dit is een eerste vereiste als uw systeem geen ingebouwd bacteriefilter heeft.
- Overloopfilters vormen een onmisbaar veiligheidsmechanisme dat voorkomt dat er vloeistoffen in de pomp of het centrale vacuümsysteem dringen. Elk aspiratiesysteem dient te worden uitgerust met twee redundante overloopmechanismen.
- Geurmembranen vangen effectief gassen en geuren op, wat met name nuttig is wanneer containers gedurende meerdere uren worden gebruikt.
- Verder levert Medela herbruikbare bacteriefilters voor toepassingen waarbij de membranen met een grotere frequentie moeten worden vervangen.
- Om de veiligheid van patiënten en ziekenhuispersoneel te waarborgen, moet de vervangingsfrequentie van het pompfilter voldoen aan de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing en de geldende lokale regelgeving voor infectiebeheer.
- Filtercapaciteit (bacteriefilter) 99,985% bij partikels groter dan 0,3 µm.
- Filtercapaciteit (virusfilter) 99,99984% voor deeltjes groter dan 0,03 µm.



Medela aansluiting



Conische aansluiting

## Overzicht filters

Type filter	Medela/Medela aansluitingen	Conisch/Conische aansluitingen	Aanbevolen toepassing	Voor de volgende vloeistofopvangsystemen
Bacteriën	Ref. 077.0573		Hygiënische basisbescherming	Herbruikbare opvangpotten
Virus	Ref. 101035265		Hygiënische basisbescherming	Herbruikbare opvangpotten
Bacteriën/overloop	Ref. 077.0571	Ref. 077.0572	Secundaire overloopbeveiliging	Disposable opvangzakken Herbruikbare opvangpotten
Virus/overloop	Ref. 101035263	Ref. 101035264	Secundaire overloopbeveiliging	Disposable opvangzakken Herbruikbare opvangpotten
Geur/Bacteriën	Ref. 077.0575		Geurvermindering	Disposable opvangzakken Herbruikbare opvangpotten

## Filter vervangen

- In geval van overlopen of verstopping, of
- wekelijks bij gebruik voor één patiënt, of
- dagelijks bij gebruik voor meerdere patiënten.

Voer een filtertest uit voor het gebruik bij elke patiënt om te controleren of er sprake is van een verstopt filter. Neem de hygiënevoorschriften van de instelling in acht.

Medische vacuümtechnologie voor professionele zorgverleners

**Neem voor meer informatie contact op met ons of met uw lokale Medela-vertegenwoordiger.**

 Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6340 Baar  
Switzerland  
www.medela.com

**Netherlands & Belgium**  
Medela Benelux BV  
Uilenwaard 31  
5236 WB's-Hertogenbosch  
Netherlands  
Phone +31 73 690 40 40  
Fax +31 73 690 40 44  
info@medela.nl  
info@medela.be

Lokale contactgegevens

